

Protecting and improving the nation's health

Food and Environmental Proficiency Testing Unit

Der letzte Abgabetermin für die Ergebnisse ist auf dem beiliegenden Anforderungs-Berichtsformular angegeben.

Bitte nutzen Sie für die Übermittlung der

Berichtssystem unter: www.phe-eqa.org.uk.

Hierfür benötigen Sie Ihre Zugangsdaten. Bitte

kontaktieren Sie uns, falls Sie Probleme mit dem

Ergebnisse das online verfügbare

Online-System haben.

Kontaktangaben:

The Organisers - FEPTU
Public Health England
61 Colindale Avenue,
London, NW9 5EQ, UK.
Telefax: +44 (0) 20 8200 8264

Telefon: +44 (0) 20 8327 7119 E-Mail: foodeqa@phe.gov.uk



0006

www.gov.uk/government/collections/external-quality-assessment-eqa-and-proficiency-testing-pt-for-food-water-and-environmental-microbiology#bottled-and-mineral-water-scheme

Wasserspender- und Mineralwasserprogramm – Anleitungsblatt

Für jede Probe werden zwei identische LENTICULE[®]-Discs zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass genügend Testmaterial vorhanden ist. Dies bedeutet, dass die gesamte Menge des rekonstituierten verfügbaren Materials 2 l pro Probe ist.

Die LENTICULE-Discs werden in Kunststoffampullen mit Schraubkappe (mit Trocknungsmittel) zur Verfügung gestellt. Jede LENTICULE-Disc liegt auf einem Filterträger, welcher das Trocknungsmittel enthält. Das **Trocknungsmittel** sollte orangefarben sein. Sollte dies nicht der Fall sein, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Vor der Untersuchung muss jede LENTICULE-Disc durch ein Rehydrierungs- und Dispersionsverfahren wie unten beschrieben rekonstituiert werden.

Verweis auf die Sicherheitsdatenblätter: www.gov.uk/government/publications/safety-data-sheet-for-lenticules

Bitte klicken Sie auf den unten angezeigten Link und scrollen Sie bis zum Ende der Seite um zu einem Video für die Porbenverarbeitung zu gelangen: www.gov.uk/government/publications/bottled-and-mineral-water-scheme-sample-instruction-sheet

Lagerung:

- Die Proben nach Empfang bei –20 ± 5 °C lagern.
- Vor der Rekonstitution in Verdünner warten (5 bis 10 Minuten), bis jede LENTICULE-Disc Umgebungstemperatur erreicht hat.

FEPTU705.05 Page 1 of 2

Rekonstitution:

- Den Probenbehälter öffnen und die LENTICULE-Disc in ca. 9mL 0,1 %ige Kochsalz-Pepton-Lösung (Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung (MRD)) geben, welche Umgebungstemperatur erreicht hat.
- Zum Auflösen 10 12 Minuten bei Umgebungstemperatur stehen lassen.
- Die Verschlusskappe festdrehen und schütteln, um die Mikroorganismen zu dispergieren.
- Das gesamte inokulierte Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung in ein Probenfläschchen geben, welches 1 I steriles entionisiertes oder destilliertes Wasser in Umgebungstemperatur enthält.
- Mit ca. 2mL aus dem Probenfläschchen ausspülen und dabei sicherstellen, dass die gesamte Flüssigkeit zurück in die 1 I-Probe gegeben wird.
- Das Inokulum durch ca. 30-maliges Umdrehen dispergieren.

Untersuchung:

- Jede rekonstituierte Probe entspricht 1 I Wasser.
- Führen Sie die auf dem Anforderungsschein gelisteten Probenverarbeitungen zwischen 30 und 45 Minuten nach der Rekonstitution durch.
- Die Proben gemäß Ihren Routineverfahren untersuchen.

Rücksendung der Ergebnisse:

- Die Ergebnisse auf dem online verfügbaren Berichtssystem eintragen
- Die Aussendung wird mit Einsendeschluss für die Rücksendung der Ergebnisse beendet.
- Nach dem Einsendeschluss können keine Ergebnisse mehr akzeptiert werden.

FEPTU705.05 Page 2 of 2