


د آزمېښت له پیلولو وړاندې دا ټول لارښود په ځیر سره ولولئ.
دا آزمېښت به له هغه څخه توپیر ولري چې تاسو له دې مخکې کارولی و.

MP Biomedicals د چټک SARS-CoV-2 انټیژن د آزمېښت د کارت لپاره ستاسو ګام په ګام لارښود



دغه لارښوونې یوازې د MP Biomedicals چټک SARS-CoV-2 انټیژن کارت، QZA G6007BS لپاره کارول کېږي.

دغه لارښود تاسو ته ښيي چې څه ډول د خپل ځان او نورو د COVID-19 آزمېښت ترسره کړئ، او د پایلې راپور د روغتیا ملي خدمت (NHS) ته واستوئ.

د ولزي په ګډون بدیلې ژبې او ویديويي لارښوونې په [gov.uk/covid19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid19-self-test-help) کې د لاسرسي وړ دي.

ستاسو گام په گام لارښود

په مهرباني سره لارښوونې د محتاطانه کارونې له پاره وځارئ او پراوونه په سمه توگه بشپړ کړئ. هر آزمېښت نږدې 15 دقيقې وخت نيسي او پایله به يې 15 دقيقې وروسته چمتو شي.

15 دقيقې ترتيب

د دې بروشور منځپانگه

برخه	عنوان	مخ
1	د خپل د آزمېښت ساحه چمتو کړئ	6
	د خپل د آزمېښت د کبټ محتوا وگورئ	7
2	خپل آزمېښت ترتيب کړئ	8
3	خپل د پزې د ترشحاتو آزمېښت ترسره کړئ	10
	د کوم بل چا مرسته کول	11
4	د پزې د ترشحاتو د آزمېښت پروسس کول	12
5	خپله پایله ولولئ	14
6	د خپلې پایلې راپور ورکړئ	15
7	ستاسو د پایلو معنا څه ده	16
8	د آزمېښت فعاليت	17
9	په خونديتوب سره ستاسو د آزمېښت د کبټ لري کول	17
	د خپل د آزمېښت پایله يادښت کړئ	18

د آزمېښت ترسره کولو له پاره سپارښتنه

په لارښود کې گټورې لارښوونې، نصيحتونه او د خبرتياوو بکسونه دي چې له تاسو سره مرسته کولای شي. د دې لارښوونو د گام پر گام عملي کولو سره به تاسو يوه د باور وړ پایله ترلاسه کړئ.

عمومي لارښود او خبرتياوې

- که مو په پزه کې سوری وي، مخکې له دې چې ستاسو په پزه کې سوب وکړي هغه بندې کړئ.
- که مو د سوب پر مهال پزه وينې شوه، نو سوب کول ودرئ. سوب آزمویل کېدای نشي.
- محصول له طبيعي لاسټيک ربر څخه نه دی جوړ شوی. که څه هم په محصول کې د طبيعي ربر لاسټيک د آثارو شتون به د وروستي کاروونکي له لوري د هغه د بشپړ ردولو لامل نشي.
- د آزمېښت کبټ د ماشومانو له لاسرسي څخه لرې وساتئ.
- د سوب بېلگې د اخیستلو آزمېښت پراوونه په ځيرتيا سره ترسره کړئ او تل له هغو سوبونو څخه گټه واخلئ چې په دې کبټ کې چمتو شوي دي. که چېرته نمونه په سمه توگه وانځيستل شي نو ښايي پایله ناسمه را وځي.
- هغه خلک چې اضافي مرستې ته اړتيا لري، لکه هغه کسان چې په ليدلو کې ستونزه لري، نو ښايي له هغوی سره کوم بل څوک مرسته وکړي. د آزمېښت ترسره کولو پر مهال په 11 مخ کې اضافي معلوماتو ته ځانگړې پاملرنه وکړئ.

خبرتيا

کله چې د محصول د اعتبار نېټه ختمه شوه تر هغې وروسته يې مه کاروئ.

لارښوونه

- د آزمېښت کبټ په يوه وچ او يڅ ځای کې وپيلئ (له 4° څخه تر 30° پورې).
- د لمر تر مستقيم وړانگو لاندې يې مه ساتئ، او مه يې په يخچال يا فریژر کې ساتئ، ځکه دا کار د ناسمې پایلې لامل کېدای شي.
- که چېرته مهر شوی کبټ خلاص شوی وي او يا يې مهر مات شوی وي، نو له هغه کبټ څخه گټه مه اخلئ.
- کبټ بايد په داسې کوټه کې وساتل شي چې د تودوخې درجه يې (له 15° څخه تر 30° درجو پورې وي). که چېرته کبټ په داسې ځای کې ساتل شوی وي چې د تودوخې درجه يې 15° درجې وي، نو له استعمال څخه وړاندې يې د 30 دقيقو له پاره په داسې ځای کې کېږدئ چې تودوخه يې عادي وي.

له هرو 3 کسانو څخه يو تن يې نه پوهیږي چې په COVID-19 اخته دی.

په منظم ډول د خپل ځان معاینه کول د ناروغی د خپرېدو کچه را کموي او زموږ په کورنۍ او ټولنه کې د زیانمنونکو خلکو په خوندي کولو کې مرسته کوي.

ولي بايد خپل ځان آزمېښت كړي

د COVID-19 دغه د خپل ځان آزمېښت كولو كېت د بېزې د سبب يو آزمېښت دی تر څو معلومه چې تاسو په ناروغۍ اخته ياست كنه. دا د هغه خلكو لپاره چې علايم لري او هغه چې علايم نه لري دواړو لپاره دی. كه څه هم تاسو بايد د هېواد په كچه لارښوونې وڅارئ چې كوم ډول آزمېښت ستاسو له پاره مناسب دی.

كه ستاسو د COVID-19 د آزمېښت پايله مثبتې وه نو تاسو بايد:

- د ناروغۍ د خپرېدو د كچې په كمولو كې مرسته وكړئ، تاسو او ستاسو كورنۍ بايد د دولت اوسنۍ لارښوونې تعقيب كړئ:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- هغو كسانو ته خبر ورکړئ چې په تېرو 48 ساعتونو کې تاسو ورسره نږدې اړیکې ټينگې کړي وي او هغه ځايونه چې تاسو د نښو نښانو له پېلېدو وړاندې ورغلي وي، يا له هغې ورځې څخه چې ستاسو د آزمېښت پايله مثبتې ثابتې شوه كه څه هم ستاسو نښې نښانې نه وي موجودې، تر څو هغوی د احتمالي COVID-19 آزمېښت ترسره كړي. هميشه سيمه ييزې او ملي ښوونې تعقيبئ.

كه ستاسو د COVID-19 د آزمېښت پايله منفي وه

داسې ښكاري چې تاسو د آزمېښت د ترسره كولو پر مهال پر ناروغۍ اخته نه وي. په دې توگه د آزمېښت منفي پايله په دې معنا نه ده چې تاسو به کرونا وپروس نلرئ. تاسو بايد د دولت لارښوونو ته پام وكړئ.

لارښوونه

كه تاسو يا ستاسو ماشوم/ماشومان د کرونا وېروس (COVID-19) نښې نښانې لرئ او يا مو پر (COVID-19) له اخته كسانو سره اړيکه نيولي وي، په مهربانۍ سره په آنلاين بڼه د NHS لارښوونو ته مراجعه وكړئ: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)

كه تاسو يا ستاسو ماشوم/ماشومان د کرونا وېروس (COVID-19) نښې نښانې لري او حالت يې د خرابېدو پر لور روان وي، او يا مو ماشوم/ماشومان تر اووه ورځو وروسته نه وي روغ شوي، د

111 NHS آنلاين خدمتونو ته مراجعه وكړئ: [111.nhs.uk](https://www.111.nhs.uk). كه تاسو انټرنېټ ته لاسرسۍ نلرئ،

111 NHS ته زنگ ووهئ. د روغتيايي بېرنيو مرستو ترلاسه كولو له پاره له **999** سره اړيکه

ونښئ.

كه انډېمن ياست نو مرسته ترلاسه كول مه خنډوئ. پر خپل ځان باور ولرئ.

دا آزمېښت د چا له پاره مناسب دی

له 14 کلني څخه کم عمره ماشومانو له پاره

بايد يو مشر کس ورسره مرسته وكړي. كه تاسو باوري نه ياست چې له ماشوم سره مرسته كېږي، نو دغه آزمېښت مه ترسره كړئ. (له ماشومانو سره د مرستې له پاره د نورو معلوماتو له پاره، په مهربانۍ سره 11 مخ وگورئ)

هغه کسان چې عمرونه يې 14 کاله او يا له هغې څخه پورته وي

هغه تنکي ځوانان چې عمرونه يې له 14 څخه تر 17 کلونو پورې وي، کولای شي د يوه مشر کس تر نظارت لاندې خپل آزمېښت وكړي.

نور ټول دې خپل آزمېښت وكړي او راپور دې وركړي، د اړتيا په صورت كې دې مرسته ورسره وشي.

څو ځله بايد آزمېښت وكړو

دا چې تاسو څو ځله آزمېښت وكړئ، دا ستاسو په شرايطو او اوسنيو ملي او سيمه ييزو لارښوونو پورې اړه لري.

اضافي مرسته چيرته ترلاسه كولاى شم


د خپل ځان د آزمېښت كولو په اړه نور معلومات دلته ترلاسه كړئ:

[gov.uk/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/covid-19-self-test-help)

1. خپله د آزمېښت ساحه چمتو کړئ


د کټ توکي وگورئ

4 تاسو باید په خپله آزمېښت بکسه کې لاندې ټول توکي ولرئ. ډاډ تر لاسه کړئ چې هېڅ شی خراب شوي او یا مات شوي نه دي.




تاسو به اړتيا ولرئ: يوې وخت بنوونکي آلي ته، لکه لاسي ساعت، ديوالي ساعت، کاغذي دستمال، صافي، د لاسونو له پاره د مېکروب ضد مایع او گرمو اوبو ته لاسرسی.


1 دغه لارښوونې د کارپلي سند له پاره په غور سره ولولئ. که تاسو لا ډېرې مرستې ته اړتيا لرئ، نو کولای شئ د سواب آزمېښت وېډيو په انلاين بڼه هم وگورئ: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)



2 د آزمېښت له پیل څخه وړاندې سملاسي يوه سطحه پاکه، صفا او وچه کړئ تر څو د آزمېښت کټ هلته کېږدئ.



3 خپل لاسونه په بشپړه توگه د 20 ثانيو له پاره په گرمو اوبو او صابون پرېمېنځئ، یا د مېکروب ضد مایع وکاروئ. که تاسو له يوه څخه زيات کسان آزمېښت کوئ یا يو وېډيو يې از مېښت تکراروئ، له هر آزمېښت وروسته خپل لاسونه بيا ځلي پرېمېنځئ.



لارښوونه


که کوم څه خراب شوي، مات او یا پاتې وي باید څه وگړو که تاسو پوه شؤ چې کوم څه خراب شوي، مات او یا پاتې شوي دي، په مهرباني سره د آزمېښت کټ مه کاروئ. تاسو کولای شئ د پېرودونکو د خدمتونو له مرکز سره اړیکه ونیسئ او هغوی ته خبر ورکړئ. دغه ټلېفوني کرښې هره ورځ د سهال له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې فعالې وي. د 119 شمېرې ته (له موبایل او ټلېفون څخه په وړيا ډول زنگ ووهئ). مور په 200 ژبو خدمتونه وړاندې کوو، همدارنگه د برېټانیا په اشاروي ژبه هم خدمتونه وړاندې کوو.

که کومې آلي تاسو ټپي کړي، د دې راپور ورکول به له نورو سره مرسته وکړي، لاندې لېنک ته ورشئ.


coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

2. خپل آزمېښت ترتيب کړئ

د بهر کولو ټيوب د ټيوب په سټنډ کې ځای پر ځای کړئ، ترڅو د مایع له توپېدو څخه مخنیوی وشي.




د بهر کولو د حایل بوتل سرپوښ تاو کړئ.



پاملرنه: د بهر کولو حایل بوتل له خپل مخ څخه لرې خلاص کړئ او احتیاط وکړئ چې مایع تویي نشي.

ټول محلول له حایل بوتل څخه د بهر کولو په ټيوب کې واچوئ.




پاملرنه: بوتل په ټيوب مه لگوئ.

خپل د پزې ترشحات په یوه کاغذي دستمال کې وباسئ او دستمال په یوه سرپټي سطل کې واچوئ.




که تاسو د کوم ماشوم آزمېښت ترسره کوئ، مرسته ورسره وکړئ چې خپله یزه سون کړي. دا کار د دې له پاره دی چې د پزې اضافي ترشحات لرې کړي.

خپل لاسونه یو ځل بیا د 20 ثانیو له پاره په گرمو اوبو او صابون پرمینئ.



سواب په مهر شوي پاکټ کې ومومئ. په سواب کې نرم تکیه یې کوچنی برش را واخلي.



د سواب پاکټ خلاص کړئ او سواب په احتیاط را وباسئ.



خبرتیا

د سواب کوچنی تکه یې برش په خپلو لاسونو مه وهئ

څيرتيا

له پزې څخه بايد د سواب په وسيله يوه نمونه را وېنكل شي او از مېښت ترسره شي. كه تاسو د سواب لارښوونې په دقت سره ونه څارئ، بڼايي د از مېښت پايله ناسمه را وځي.

كه تاسو له 14 كلونو څخه له كم عمره ماشوم او يا داسې چا سره مرسته كوئ، چې مرستې ته اړتيا لري، نو په 11 مخ كې ذكر شوي پړاوونه ترسره كړئ.

له 14 كلنې څخه كم عمره ماشومانو سره بايد مشران مرسته وكړي. لاندې لارښوونې وڅارئ چې څه ډول يو ماشوم يا هغه څوك چمتو كړئ چې مرسته ته اړتيا ولري. تاسو كولاى شئ يوه لارښوده وښيو وگورئ:

gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

كه تاسو له كوم ماشوم سره مرسته كوئ، نو د از مېښت كېټ ورته وښايست او ورته ووايئ چې تاسو څه كول غواړئ. له ماشوم څخه وغواړئ چې خپله پزه په يوه كاغذي دستمال كې تشه كړي او دستمال په يوه سرپټي سطل كې واچوي.




12

سواب په احتياط سره د پزې په يوه سوري كې داخل كړئ. سواب بايد لږ تر لږه دوه نيمې سانتي متره په پزه كې دننه شي.



12


سواب په آرامۍ سره د هغوى د پزې په سوري كې داخل كړئ. د سواب نوکه بايد تر وروستي ممكن حد پورې داخل كړئ.



13

سواب د پزې په سوري كې درې يا څلور ځله و څرخوئ. ورو حرکت وركړئ. فشار مه وركوئ او د خپلې پزې پر سوري فشار مه راوړئ.

پاملرنه: بڼايي دا خوړوونكي وي. كه تاسو ته ستونزمنه وي يا ډېر درد كوي نو سواب ډېر مه نښاسئ.



13

سواب په آرامۍ سره درې يا څلور ځله د هغوى په پزه كې وڅرخوئ. ورو يې را وباسئ. فشار ته اړتيا نشته، د هغوى پر پزه فشار مه راوړئ.

پاملرنه: بڼايي دا خوړوونكي وي. كه تاسو ته ستونزمنه وي يا ډېر درد كوي نو سواب ډېر مه نښاسئ.


له همدې سواب سره 12 او 13 پړاوونه د پزې په بل سوري كې ترسره كړئ.

له همدې سواب سره 12 او 13 پړاوونه د پزې په بل سوري كې ترسره كړئ.

4. د سواب نمونه پروسس کړئ

لارښوونه

د غوره فعالیت له پاره، هر څومره ژر چې شونې وي د پزړې سواب و ازمایئ.



17

د فویل پاکټ خلاص کړئ او د آزمېښت کارټ تری را واخلي.


خبرتیا

کله د آزمېښت کارټ له خلاصولو سره سم و کاروئ.

18

داده شئ چې د آزمېښت کارټ پاک، برابر او په هواره سطحه کې دی.

کارټ د آزمېښت پر مهال مه خوځوئ.




19

د بهر کولو ټیوب ورو کېکارئ، درې څاڅکي د آزمېښت مواد د ټېسټ د کارټ پر S برخه وڅځوئ. پاملرنه: ډاډ تر لاسه کړئ چې تاسو مایع په سمه توګه څځوئ او د هوا پوکاڼې پکې نشته.



20

وخت وټاکئ او مخکې له دې چې خپله پایله ولولئ، پنځلس دقیقې صبر وکړئ. مثبتې پایله هر کله څرګندېدای شي، مګر تاسو باید بشپړې پنځلس دقیقې په تمه شئ تر څو منفي پایله ثبت شي، ځکه د آزمېښت کرښه (T) همدومره وخت نیسي.




15 دقیقې

په بله پانه کې مومئ او ولولئ چې څه ډول د خپلې پایلې راپور ورکړئ. <<


14

د بهر کولو ټیوب را وباسئ، سواب له نمونې سره په ټیوب کې کېږدئ. له درې څخه تر پنځه ځلي سواب وڅرخوئ. سواب په ټیوب کې د یوې دقیقې له پاره پرېږدئ.



15

کله چې سواب لرې کوئ، د را بښکلو ټیوب مو په ګوتو سره کېکارئ تر څو په ټیوب کې زیات نه زیات محلول پاتې شي. سواب بېرته د سواب په پاکټ کې ځای پر ځای کړئ.



16

د څڅوونکي سرپوښ په بهر کونکي ټیوب کلک کړئ.

لارښوونه

ددې پړاو تر بشپړولو مو لاسونه بیا ځلي ومینځئ.



اړین

آزمېښت له شل دقیقو څخه د ډېرې مودې له پاره مه پرېږدئ، ځکه دا کار کولای شي پایله له منځه یوسي.


20 دقیقې

تاسو باید د خپلې مثبتې، منفي او یا باطلې پایلې راپور NHS ته ورکړئ.

د ټولو آزمېښتونو پایلې له پوهانو سره مرسته کوي تر څو د نويو ویروسونو خپرېدنه تشخیص کړي او د تدابیرو لارښوونه وکړي. که خلک یواځې د مثبتې پایلې راپور ورکړي، دا به له اصلي کچې څخه د ناروغۍ کچه زیاته ونیږي.

نو که چېرته ستاسو پایله منفي یا باطله هم وي، NHS ته به ددې راپور ورکړئ چې معلومات دقیق دي.

تاسو د خپل آزمېښت د پایلې د راپور ورکولو له پاره لاندې کوډ QR او ID نمبر ته اړتیا لرئ.




QR کوډ

ID نمبر

مثبته پایله



دوه کرښې ښکاري. یوه رنگه کرښه باید د کنټرول په ساحه (C) کې وي، دویمه رنگه کرښه باید د آزمېښت په ساحه (T) کې وي، یوه (C) ته او بله (T) ته نږدې، آن پیکه کرښې ښيي چې پایله مثبتې ده.



اړین


که تاسو پایله مثبتې وه، باید خپل ځان جلا کړئ او کورنۍ مو باید د ځان جلا کولو له پاره د دولت لارښوونې تعقیب کړي:

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

په چټک ډول آنلاین را پور ورکړئ

که تاسو په انگلستان، وېلز یا شمالي آیرلنډ کې اوسېږئ نو لاندې لېنک ته مراجعه وکړئ:

gov.uk/report-covid19-result




که په سکاټ لېنډ کې اوسېږئ: covidtest.scot

یا د تلیفون له لارې راپور ورکړئ

119 ته زنگ ووهئ

تلیفوني کرښې هره ورځ د سهار له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې روښانه وي (له موبایل او تلیفون څخه په وړیا ډول زنگ ووهئ).



باطله پایله



د کنټرول کرښه (C) نه څرگندېږي.



منفي پایله



د کنټرول (C) ساحه کې یوه رنگه کرښه څرگندېږي او د آزمېښت په ساحه (T) کې هېڅ کرښه نه څرگندېږي.

7. ستاسو د پایلي معنا څه ده

تاسو یوازې هغه مهال خپل آزمېښت بشپړ کړی دی چې د پایلي راپور مو ورکړی وي

مثبه پایله

که مو پایله مثبه وه، دا په دې معنا ده چې تاسو اوس پر COVID-19 اخته یاست او د نورو خلکو د اخته کولو گواښ هم شته. تاسو باید ځان جلا کړئ. کله چې تاسو د خپلي پایلي راپور ورکړئ، نو تاسو ته به د راتلونکو پړاوونو د ترسره کولو له پاره نور معلومات درکړل شي.

څېړنې

تاسو او هر کسان چې له تاسو سره اوسېږي، باید شته ملي او سمه بیزي لارښوونې دلته وڅاري: [nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/](https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/) یا د پېرودونکو د خدمتو مرکز ته په 119 شمېره زنگ ووهئ. تلیفوني کرښې هره ورځ د سهار له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې روښانه وي.

منفي پایله

که ستاسو پایله منفي وه، دا په دې معنا ده چې تاسو د آزمېښت پر مهال پر کرونا اخته نه وئ. مگر بیا هم منفي پایله دا تضمین نشي کولای چې تاسو پر COVID-19 اخته نه یاست.

که ستاسو پایله منفي وه، تاسو باید د ملي او سیمه ییزو لارښوونو څارلو ته دوام ورکړئ، بیا بیا لاسونه ومیځئ، ټولنیز واټن وساتئ او د اړتیا په صورت کې ماسک واغونډئ.

که په تاسو کې نښې نښانې څرگندي شوي، باید خپل ځان جلا کړئ او اوسنی توصیه شوی آزمېښت دلته ترسره کړئ: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) یا د پېرودونکو د خدمتو مرکز ته په 119 شمېره زنگ ووهئ. تلیفوني کرښې هره ورځ د سهار له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې روښانه وي.

تاسو او ستاسو کورنۍ باید ملي لارښوونې و څاري.

باطله پایله

که ستاسو پایله باطله وه، دا په دې معنا ده چې د آزمېښت په پایله کې ویل کېدای نشي چې تاسو پر ویروس اخته یاست. د لومړي آزمېښت هېڅ توکی بیا ځلي مه کاروئ او د آزمېښت پروسه له لومړي پړاو څخه له سره پیل کړئ.

که ستونزه له هم پر ځای وي

که ستونزه را هم پر ځای وه، د آزمېښت له کېت څخه گټه اخیستنه سملاسي بنده کړئ. که له تاسو سره بل آزمېښت د لاسرسي وړ نه وي، کېدای شيد NHS COVID-19 د اپلېکېشن یو بل ډول آزمېښت ترسره کړئ یا لاندې لېنک ته مراجعه وکړئ: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) او یا د پېرودونکو د خدمتو مرکز ته په 119 شمېره زنگ ووهئ. تلیفوني کرښې هره ورځ د سهار له 7 څخه د شپې تر 11 بجو پورې روښانه وي.

8 د آزمېښت فعالیت

دا آزمېښت تر ډېره د هغو خلکو مثبه پایله په ډاگه کوي چې په لوړه کچه کرونا ویروس (COVID-19) ولري.

دا په دې معنا ده چې هغه کسان تشخیصوي چې په ناروغۍ اخته وي او یا بېرته ځان جلا کولو ته اړتیا لري.

9 خپل د آزمېښت کېت په احتیاط سره لري کړئ

کله چې ستاسو آزمېښت بشپړ شوی، د آزمېښت د کېت ټول کارول شوي توکي د خپل کور په عمومي باطله دانې کې ولجوئ.

د توکو تر لري کولو وروسته خپل لاسونه په بشپړه توگه و میځئ.

د دې آلي ورکول يواځې د روغتيا او ټولنيزې پاملرنې ډيپارټمنټ (DHSC) د پراختيا د يوې برخې په توگه د NHS د آزمېښت او څارنې د پروگرام له مخې مجاز دي.

توليدونکی:

MP Biomedicals Germany GmbH
Thuringer Str. 15 37269
Eschwege,
(جرمني) Germany



CE 0123

CE 0197

CE 0197

د سوابه جوړوونکی:

Jiangsu Hanheng Medical Technology Co.,Ltd. 16-B4, #1 North Qingyang
Road, Tianning District, 213017, Changzhou, Jiangsu,
(چين) China
Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1, 47877, Willich,
(جرمني) Germany



EC REP

د سوابه توليدونکی:

Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street, Jinzhou
District, Dalian, 116100 Liaoning,
(چين) China



EC REP

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga,
(هسپانيه) Spain

د نښو فهرست

ټوکی د 7
آزمېښتونو له پاره
کافي دي



توليدونکی



دايتايلين اکسايډ
(ethylene oxide)
کارول يې عقیم کوي



کی يې وسائې
په 4-30°C



که بکسه خرابه
شوي وي، مه يې
کاروئ



طبي تشخيصيه آله



په نېټه يې
وکاروئ



د لائب نمبر



د کتلاک



بياخلي يې مه
کاروئ



احتياط د



د لمر له وړانگو يې
لري وسائې



نښره



اروپايي مطابقت



کاروني لپاره
لارښوونې



وچ يې وسائې



مسوول استازی



په دې سند کې ټول معلومات او انځورونه له 24/09/2021 را هېسي کره دي. 0002 گڼه.

07AG6007BS

