



Food and Environmental Proficiency Testing Unit

A data final para a devolução dos resultados está indicada no formulário do pedido/relatório anexo

Dados de contacto:

The Organisers - FEPTU
Public Health England
61 Colindale Avenue,
London, NW9 5EQ, UK.
Fax: +44 (0) 20 8200 8264
Tel.: +44 (0) 20 8327 7119
Correio eletrónico:
foodeqa@phe.gov.uk



0006

Os resultados devem ser enviados através do sistema de comunicação de dados pela Internet. Consulte: www.phe-ega.org.uk. Precisar dos seus dados de acesso para este processo. Agradecemos que nos contacte se tiver problemas com o sistema na Internet.

www.gov.uk/government/collections/external-quality-assessment-ega-and-proficiency-testing-pt-for-food-water-and-environmental-microbiology#legionella-isolation-scheme

Programa de Avaliação Externa da Qualidade (EQA) da Água, Isolamento de Legionela - Folha de Instruções

Cada distribuição consiste de **duas** LENTÍCULE[®] redondas em frascos de plástico com tampa roscada (com dessecante). As LENTÍCULE necessitam de ser reconstituídas por um processo de reidratação e dispersão antes do ensaio da legionela.

Consulte também a Folha de Dados de Segurança em: www.gov.uk/government/publications/safety-data-sheet-for-lenticules

Para assistir ao vídeo sobre o processamento da amostra, clique no link abaixo e vá até ao final da página: www.gov.uk/government/publications/legionella-scheme-sample-instruction-sheets

Armazenamento:

- No ato de receção, armazene as amostras a **-20° ± 5° C**.
- Deixe as LENTÍCULE estabilizar à temperatura ambiente (5 a 10 minutos) antes de as reconstituir num agente diluidor.

Reconstituição:

- Abra a embalagem e transfira a LENTÍCULE para **1 litro** de diluente (use a solução salina de Page ou uma solução Ringer 1:40) invertendo a embalagem sobre o diluente.
- Deixe repousar à temperatura ambiente durante 10 minutos, no mínimo, para reidratar. Certifique-se de que a LENTÍCULE se dissolveu totalmente antes de prosseguir.
- Disperse o material inoculado invertendo-o cerca de 30 vezes.
- Realizar os exames listados no formulário de solicitação / relatório dentro de 30 a 45 minutos após a reconstituição.

Exame:

- Cada LENTÍCULE reconstituída equivale a 1 Litro de amostra de água.
- O formulário do pedido/relatório indica quais as diluições de amostra com maior probabilidade de produzirem um resultado definitivo (em vez de um valor censurado)
- Depois de preparadas as diluições, as amostras devem ser examinadas de acordo com procedimentos de rotina.
- Todas as amostras requerem o exame de verificação da presença de *Legionella* spp.
- A identificação e o nível (unidades de formação de colónias por litro (cfu L⁻¹) de qualquer legionela detetada têm de ser determinados.

Envio dos Resultados:

- Envie os resultados através do sistema de comunicação de dados pela Internet.
- A distribuição será encerrada na data do prazo para envio dos resultados.
- Os resultados não poderão ser aceites após o encerramento da distribuição.