



તમારી પરીક્ષણ કિટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે અંગેના સૂચનો



- નમૂના બોટલ પર બીરોમાં તારીખ લખો
- તમારા મળને પકડવા માટે કન્ટેનર અથવા ટોઇલેટ પેપરના સ્તરોનો ઉપયોગ કરો
- તમારા મળને ટોઇલેટના પાણી સાથે સ્પર્શ થવા દેશો નહીં



- નમૂના બોટલ ખોલવા માટે ઢાંકણું ફેરવો
- બધા ખાંચા આવરી લેવામાં ન આવે ત્યાં મળ સાથે સ્ટિક પર સ્ક્રેપ કરીને નમૂનો એકત્રિત કરો
- પરીક્ષણ કરવા માટે અમારે ફક્ત થોડા જ મળની જરૂર છે. કૃપા કરીને વધારાનું ઉમેરશો નહીં!



- સ્ટીકને બોટલમાં પાછી મૂકો અને તેને બંધ કરવા માટે કેપ પર 'ક્લિક' કરો
- ઉપયોગ કર્યા પછી બોટલ ફરીથી ખોલશો નહીં
- ઉપયોગ કર્યા પછી કૃપા કરીને તમારા હાથ ધોઈ નાખો



- ખાતરી કરો કે તમે નમૂનાની બોટલ પર તારીખ લખી છે
- નમૂનાની બોટલ આપવામાં આવેલ પરત પરબિડીયામાં મૂકો
- ટેપને કાઢી લો, અને પરબિડીયાને સીલ કરીને પોસ્ટ કરો

કૃપા કરીને શક્ય તેટલું જલ્દી પોસ્ટ કરો