


Instruções para utilizar o seu kit de teste




- Escreva a data na garrafa da amostra com uma esferográfica
- Apanhe as suas fezes com um recipiente ou com várias camadas de papel higiénico dobrado
- Não deixe que as suas fezes toquem na água da sanita



- Rode a tampa para abrir a garrafa da amostra
- Recolha a amostra ao esfregar a vareta nas fezes até que todas as reentrâncias estejam cobertas
- O teste só necessita de uma pequena quantidade de fezes. **Não acrescente mais fezes!**



- Coloque a vareta de volta na garrafa e “clique” com a tampa para a fechar
- Não volte a abrir a garrafa, depois de ter sido utilizada
- Lave as mãos depois de utilizar o kit



- Certifique-se de que escreveu a data na garrafa da amostra
- Coloque a garrafa da amostra no envelope fornecido
- Descole a tira, feche o envelope e envie pelo correio

Envie pelo correio assim que possível