



حکومت المملكة المتحدة

NHS

Test and Trace

اسپتال جانے سے قبل آپ خود
سے کورونا وائرس (کووڈ-۱۹)
ٹیسٹ کس طریقے سے کر
سکتے ہیں



یہ ایک پڑھنے میں آسان رہنمائی ہے۔ - جنوری ۲۰۲۱

3

تعارف

1

6

ٹیسٹ کرنے سے پہلے اپنی ٹیسٹ کٹ کا اندراج کروالیں

2

7

اپنی کوریجس کونیکشن بک کروائیں

3

8

ٹیسٹ کرنے کی تیاری

4

10

گلے کا صواب

5

11

ناک کا صواب

6

13

ٹیسٹ کی پیکنگ

7

16

اپنا ٹیسٹ رزلٹ حاصل کریں

8

17

مزید معلومات کے لئے

9


یہ گائیڈ گورنمنٹ کے سوشل اور ہیلتھ کیئر
ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔



دائرة الصحة
والرعاية الاجتماعية

اس میں بتایا گیا ہے کہ


ٹیسٹ کٹ حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہوگا



خود سے ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔



کورونا وائرس ایک بیماری ہے جو پوری دنیا میں
پھیل رہی ہے۔ اکثر لوگ اس کو کووڈ-19 کہتے
ہیں۔



ہمارے پاس کورونا وائرس کا ٹیسٹ موجود ہے۔ آپ اپنا ٹیسٹ خود کر سکتے ہیں۔

اسپتال جانے سے پہلے اپنا ٹیسٹ کریں اور پھر تین دن کے لئے خود کو قرنطینہ کر لیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آپ بیمار نہیں ہیں

آئسولیٹ مطلب:

• گھر پر ہی رہیں



• آپ دوسرے لوگوں کے نزدیک نہیں جا سکتے۔



کورونا وائرس

بیماری کا احساس نہ ہونے کے باوجود بھی
آپ کو کورونا وائرس ہو سکتا ہے۔



بکچھ لوگ اس سے بہت بیمار ہو جاتے ہیں۔



کورونا وائرس کی علامات

آپ کو تیز بخار اور کھانسی ہو سکتی ہے۔



ہو سکتا ہے کہ سونگھنے اور چھکھنے کی
حس ختم ہو جائے۔

اگر آپ کو کورونا وائرس کی علامات ہیں تو
خود کو آسولیٹ کر لیں اور ایک ٹیسٹ بک
کروا سکتے ہیں۔



ٹیسٹ کرنے سے پہلے اپنی ٹیسٹ کٹ کا

2

اندراج کروالیں

جیسے ہی آپ اپنی ٹیسٹ کٹ حاصل کریں اس کا فوراً اندراج

بہت ضروری ہے۔

اگر آپ اندراج نہیں کرواتے تو آپ خود اور اسپتال آپ کا ٹیسٹ

رنلٹ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس سے آپ کے طریقہ میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

اندراج کے لئے وزٹ کریں:



www.gov.uk/register-hospital-test

اندراج کے لئے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی:

- آپ کا آرڈر آئی ڈی: یہ ۱۰ نمبروں پر مشتمل ہو گا۔ یہ نمبر آپ ٹیکسٹ میسج کے حاصل کر سکتے ہیں جو موبائل نمبر پر آپ کو موصول ہو گا۔

- ٹیسٹ کٹ کا بارکوڈ: یہ ۱۱ ہندسوں اور نمبروں پر مشتمل ہو گا۔ یہ بار کوڈ کتابچے، پلاسٹک ٹیوب، بیگ، پروف بیگ اور رٹرن باکس پر ہو گا۔

- آپ کا رائل میل بار کوڈ: یہ پری پیڈ ریٹرن لیبل کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ یہ ۱۳ ہندسوں اور نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔



اپنی کورئیر کولیکشن بک کروائیں


3

آپ کا رائل میل بار کوڈ: یہ پری پیڈ ریٹرن لیبل کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ یہ ۱۳ ہندسوں اور نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔




Book courier Hospital day

اسپتال جانے سے ۴ دن پہلے آپ کو اپنا کورئیر بک کریں گے۔



اپنا کورئیر بک کرنے کے لئے شام ۶ سے رات ۸ تک وزٹ کریں

www.collections.royalmail.com




یا ۰۵۱۱۸۱۱ ۰۶۰۰۰ بی کال ملائیں۔

اس کے لئے آپ کو اپنے رائل میل بار کوڈ کی ضرورت ہوگی۔



کورئیر آپ کے پاس اگلے دن صبح ۸ سے شام ۴ کے درمیان آئے گا۔




8:00AM - 4:00PM

ٹیسٹ کرنے کی تیاری


4

اسپتال جانے سے ۳ دن پہلے اپنا ٹیسٹ کر لیں۔


اس دن آپ کو صبح ۷ بجے سے پہلے اپنا ٹیسٹ لے کر پیک کرن دینا ہوگا تاکہ کورڈیر کے آنے سے پہلے یہ تیار ہو۔



ٹیسٹ کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جلدی سے ہو جائے گا اور یہ آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا۔




سطح کو صاف اور خشک کر لیں۔ ٹیسٹ کٹ میں سے ہر چیز کو کھولا جائے۔



اگر آپ کی ناک بہہ رہی ہو تو آپ کو ٹیسٹ لینے سے پہلے اپنی ڈشو کی مدد سے اپنی ناک میں بوا بھرنا ہو گی۔



ٹیسٹ لینے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھو لیں۔



آپ صواب کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ناک اور گلے سے ڈیسٹ لیں گے


صواب ایک بڑے کاٹن بڈ کی طرح ہوتا ہے۔

آپ ناک اور گلے کے لئے ایک ہی صواب کا استعمال کریں گے۔


مگر آپ اپنے گلے میں صواب نہیں لگا سکتے تو اس کے بجائے آپ دونوں نتھنوں میں صواب لگا سکتے ہیں۔



پیکج کو کھولیں اور صواب کو باہر نکال لیں۔




صواب کو کسی اور چیز سے مت لگنے دیں اس لئے آپ کا رزلٹ اثر انداز ہو سکتا ہے۔



گلے کا صواب

5

اپنے گلے کے اندر جھانکیں اور ٹانسلز کو ڈھونڈیں۔
آپ کے ٹانسلز آپ کے گلے کے پچھلے حصے کے نرم
حصے ہیں۔




اپنا منہ کھولیں اور زبان کو باہر نکالیں۔
صواب کی مدد سے گلے میں سے سامپل لے لیں۔



صواب کو گلے کی پچھلے حصے کی ہر سائڈ پر 4
دفعہ رگڑیں۔

ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ تھوڑے بے چین
اس کی وجہ سے آپ کو دم گھٹتا محسوس ہو لیں
اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہو گی۔



اسی صواب کی مدد سے ناک میں سے سامپل لیں۔

اگر آپ کے ناک کی ایک سائیڈ چھدی ہوئی ہے تو دوسری سائیڈ سے صواب کر لیں۔
صواب کو ناک میں لے کے جاؤں اور آرام سے اوپر کی طرف دھکیلیں۔



اس سے نا تو تکلیف ہوگی نا ہی یہ بہت آگے تک جائے گا۔

صواب کو آرام آرام سے ۱۰ چکر دیں۔

یہ تکلیف تو نہیں دے گا لیکن یہ بے چینی کی وجہ بن سکتا ہے
اگر آپ نے گلے سے صواب نہیں کیا تو پھر دوسرے نٹھنے سے بھی صواب کر لیں۔

اس کے بعد صواب کو پلاسٹک ٹیوب میں ڈال دیں۔
پلاسٹک ٹیوب ایک جار نما ہو گی جس میں پھوٹا سا لیکوئیڈ موجود ہو گا۔

اس بات کی یقین دہانی کریں کہ لیکوئیڈ ٹیوب میں ہی رہے۔



صواب کی اسٹیک کو آخر سے اسڈیپ آف کر دیں تاکہ وہ موڑے بغیر پلاسٹک کی ڈیوب میں فٹ آجائے۔



پلاسٹک ڈیوب کے ڈھکن کو مضبوطی سے پیچھے رکھیں اور چیک کریں گے وہ صحیح ہے۔



بس اتنا ہی، بہت خوب۔ اب اس کو پیک کریں اور پیک کوریئر کو دینے کے لئے تیار ہے۔



ٹیسٹ کی پیکنگ

7





اییزوربٹ پیڈ ایک چھوٹا کپڑے کا ٹکڑا ہے -

پلاسٹک ڈیوب اور اییزوربٹ پیڈ کو ایک ساتھ ایک پروف بیگ میں رکھ دیں۔


ہر پروف بیگ پر ایک بار کوڈ ہوگا۔

بیگ سے کچھ ہوا نکلنے دو۔
اس کے بعد بیگ کی پوری پٹی اتاریں۔ نیچے
ایک چدچپا حصہ ہے -


اسے بند کرنے کے لئے تھیلی کے اوپری حصے
کو ایک ساتھ دبائیں۔




کارڈ بورڈ کا ایک باکس تیار کریں۔




سب سے پہلے باہری حصوں کو درمیان کی طرف موڑیں۔




اس کے بعد، لڈ کے نچلے حصے کو اطراف کی چوٹی کے وسط میں مرکز کی طرف جوڑ دیں۔




بیگ کو کارڈ بورڈ کے اندر رکھ دیں۔



لڈ کے اوپری حصے کو فولڈ کریں اور باکس کو
بند کرنے کے لئے نیچے والے حصے میں دبائیں۔




سیکیورٹی سیل کے ساتھ ڈیپ کر کے بند کر دیں۔



بہت خوب۔ اب یہ کورئیر کے لئے تیار ہے۔

کورئیر صبح ۸ سے سا ۴ کے درمیان آپ کے پاس
آئے گا۔



8:00AM - 4:00PM

جب کورئیر آپ کے پاس پہنچے رڈوں باکس کے
دروازے کے باہر رکھ دیں اور پھر دروازہ بند کر لیں

کورئیر آپ کا ڈیسٹ لیب پہنچا دے گا۔ اگر آپ اپنا
کورئیر مس کر دیتے ہیں تو کال کریں۔ ۰۵۱۱۸۱۱

۰۸۰۰




8 اپنا ٹیسٹ رزلٹ حاصل کریں


ڈیسٹ کا رزلٹ آپ کو فوراً نہیں ملے گا۔ کورنیر ڈیسٹنگ کے لئے آپ کا ڈیسٹ لیب لے کر جائے گا۔




اسپتال جانے تک آپ آڈیسولٹی ہی رہیں گے۔ آپ کو ڈیسٹ رزلٹ کے لئے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس میں دو دن لگ سکتے ہیں۔




آپ کو اپنے ڈیسٹ کے نتائج متن کے ذریعہ ملیں گے۔ آپ کے اسپتال کو آپ کے نتائج بھی ای میل کے ذریعے ملیں گے۔



اگر ڈیسٹ مثبت ہے یا غیر واضح ہو تو اس کے بارے میں بات کرنے کے لئے اپنے اسپتال کو کال کریں کہ آگے کیا کرنا ہے۔



اگر ڈیسٹ منفی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسٹ میں کورونا وائرس نہیں ملا۔ آپ کو اسپتال جانے تک الگ تھلگ رکھنے کی ضرورت ہے۔



مزید معلومات کے لئے

گر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو وزٹ کریں:

www.gov.uk/government/publications/supported-living-services-during-coronavirus-covid-19



اگر آپ کو اپنے کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی سوال

یوجھنے کی ضرورت ہو تو کال کریں:

• پین نو ۰۵۱۱۸۱۱ ۰۸۰۰

اگر آپ اسکاٹ لینڈ کے رہائشی ہیں تو ۳۰۳ ۰۳۰۰

• ۲۷۱۳

لاڈنز روزانہ صبح ۷ سے رات ۱۱ تک کھلی رہیں

اگر آپ شدید تکلیف میں ہوں اور لائن پر بھی بہتر محسوس نا کر رہے ہوں تو

• ۱۱۱ وزٹ کریں NHS آن لائن

• www.111.nhs.uk

• یا ۱۱۱ پر کال کریں

